

There are no translations available.



Используется для разделения белков на стрипах с иммобилизованным (фиксированным) градиентом pH.

1. Большая емкость платформы разделения: 24 стрипа по 7 см, или 12 стрипов по 11, 17, 18 см
2. точный температурный контроль от 10 до 25°C
3. программирование времени регидратации и фокусирования, температуры, напряжения (медленное, линейное, быстрое)
4. лоток для стрипов может вмещать от 1 до 12 стрипов
5. габариты, ШхДхВ, мм - 280x300x140

**Аксессуары и опции для Protean IEF Cell:** лотки для фокусировки, лоток одноразовый для регидратации стрипов, устройство для заполнения лунок, стрипы.